

## FLUIDO PARA TERMOVAPORIZADOR (cód. 3205) Ficha Técnica

- ▶ **Descrição:** produto destinado a aplicação em máquinas de termovaporização para geração de névoa.
- ▶ **Composição:** Glicerina e veículo.

▶ **Características físico-químicas:**

Propriedades	
Aspecto	Líquido Incolor
Densidade (g/mL)	0,98 – 1,01
pH (solução 5%)	6 - 8

▶ **Instruções de Uso:**

- (1) Preencher o reservatório com o produto;
- (2) Diluir 1 cápsula de 40 mL do Desinfetante HN Terpenoil na embalagem de 5 L do Fluido para Termovaporizador e preencher o reservatório do equipamento até a marcação;
- (3) Ligar o equipamento e iniciar a operação.

- ▶ **Preparação:** produto pronto uso. Não necessita diluição.

- ▶ **Apresentação:** disponível em embalagem de 5 L.
- ▶ **Registro:** Não classificado como Produto Saneante.
- ▶ **Validade:** 12 meses após a data de fabricação impressa no rótulo.